







Manuelle Verdampfer PILOTVAP®



(PILOTVAP®-20-EX, explosionsgeschützt)

Sowohl die manuellen Rotationsverdampfer PILOTVAP®, als auch die vollautomatischen Rotationsverdampfer POWERVAP® sind in explosionsgeschützter Ausführung gemäß ATEX erhältlich

Automatische Verdampfer POWERVAP®




(POWERVAP®-6-EX, explosionsgeschützt)

Wie bei den nicht explosionsgeschützten Rotationsverdampfern kommt auch hier der SENTINEL zum Einsatz. Die bewährte und innovative Bedienoberfläche ist in einem Edelstahlgehäuse integriert und zum Beispiel per Touchscreen oder Maus bedienbar

Grafische Bedienoberfläche SENTINEL

Die neueste Oberfläche zur komfortablen Bedienung unserer Verdampfer





- Tabellarische Ansicht bzw. Eingabe der Soll-/Istwerte
- Steuerung über Befehlsroutinen
- Darstellung der Sensoren und Ventile in einem PNID

- Protokollierung aller Systemereignisse
- Aufzeichnung aller Systemparameter für eventuelle, spätere Datenverarbeitung
- Erstellung und Ausführung komplexer Steuerungsaufgaben mit Hilfe einer eigenen Skriptsprache

Sentinel und PVGui speichern ständig alle Systemparameter im CSV-Format

Anschließend kann mit Programmen wie z.B. Matlab, Octave oder auch Microsoft Excel eine umfangreiche Auswertung durchgeführt werden







Unser Vertriebspartner: